

KYSELINA MOLYBDENFOSFOREČNÁ sprej pro TLC

připravený roztok pro detekci redukujících sloužených lipidů, mastných kyselin a steroidů
4 g molybdenfosforečné kyseliny v 100 ml EtOH

CAS: 12026-57-2

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H225-H315-H318

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro TLC	100 ml	R.CP31.1

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje