

KYSELINA N-FENYLANTHRANILOVÁ

2-(fenylamino)benzoová kys., difenylamin-2-karboxylová kys., DpC, o-Anilobenzoová kys.

CAS: 91-40-7

Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	213,24
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,89
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	fialovočervená - bezbarvá
Pracovní roztok:	1 g v 5 ml 0,1M NaOH a doplnit vodou na 100 ml
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, p.a.	25 g	R.9858.1
min 97 %, p.a.	50 g	R.9858.2
min 97 %, p.a.	100 g	R.9858.3