

KYSELINA PENTETOVÁ

DTPA, Titration complex V

CAS: 67-43-6

Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

393,35

Bezp. věty (GHS):

H319-H332-H361



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	100 g	R.1407.1
min 99 %, pro syntézu	250 g	R.1407.2
min 99 %, pro syntézu	500 g	R.1407.3
min 99 %, pro syntézu	1 kg	R.1407.4