

### KYSELINA RUBEANOVÁ sprej pro TLC


Připravený roztok spreje pro detekci iontů těžkých kovů  
0,2 g rubeanové kyseliny v 100 ml EtOH

**CAS:** 79-40-3

### Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H225



| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|---------|--------|------------------|
| pro TLC | 100 ml | R.CP32.1         |

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje