

KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ HYDRÁT

chlorid zlatitý z vodného roztoku

Vzorec: $\text{HAuCl}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$

KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ HYDRÁT

CAS: 27988-77-8

Vzorec: $\text{HAuCl}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	339,79 + x H ₂ O
Hustota:	3,9 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302-H314-H317

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	1 g	R.5628.1

KYSELINA TETRACHLOROZLATITÁ TRIHYDRÁT

CAS: 16961-25-4

Vzorec: $\text{HAuCl}_4 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	393,83
Hustota:	3,9 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H317

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	1 g	R 38671
min 99,5 %, p.a.	5 g	R 38672
min 99,9 %, p.a., ultra quality	500 mg	R.0689.1
min 99,9 %, p.a., ultra quality	1 g	R.0689.2
min 99,9 %, p.a., ultra quality	5 g	R.0689.3