

KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ


kyselina trichlorethanová

CAS: 76-03-9

Vzorec: C₂HCl₃O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	163,40
Hustota:	1,61 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H400-H410-H335



KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	500 g	K 22201

KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	K 22102
min 99 %, p.a.	1 kg	K 22101
min 99 %, Ph. Eur., krystalická	500 g	K 22502
min 99 %, Ph. Eur., krystalická	1 kg	K 22501
10% vodný roztok, p.a.	1 l	K 20102
10% vodný roztok, p.a.	10 l	K 20101
20% vodný roztok, p.a.	1 l	K 21101