

## KYSELINA TRIFLUOROCTOVÁ


kyselina trifluorethanová, TFA

**CAS:** 76-05-1

**Vzorec:** C<sub>2</sub>HF<sub>3</sub>O<sub>2</sub>

### Technické parametry

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 114,02                  |
| Hustota:             | 1,48 g·cm <sup>-3</sup> |
| Bezp. věty (GHS):    | H290-H314-H332-H412     |



| Čistota                            | Balení | Katalogové číslo |
|------------------------------------|--------|------------------|
| min 99,9 %, pro syntézu peptidů    | 100 ml | R 60881          |
| min 99,9 %, pro syntézu peptidů    | 500 ml | R 60882          |
| min 99,9 %, pro syntézu peptidů    | 1 l    | R 60883          |
| min 99,9 % pro biochemii a syntézu | 500 ml | R.6957.1         |
| min 99,9 % pro biochemii a syntézu | 1 l    | R.6957.2         |
| min 99,9 % pro biochemii a syntézu | 2,5 l  | R.6957.3         |
| min 99,9 %, LC-MS Grade            | 50 ml  | R.1EHN.1         |