

L-ARGININ

kyselina L-2-amino-5-guanidino-n-valerová

CAS: 74-79-3

Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

174,2

Bezp. věty (GHS):

H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, USP, pro biochemii	50 g	R.3144.1
min 98,5 %, USP, pro biochemii	250 g	R.3144.3
min 98,5 %, USP, pro biochemii	1 kg	R.3144.2
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	25 g	R.1655.1
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	100 g	R.1655.2
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	500 g	R.1655.3