

L-SERIN

(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina


CAS: 56-45-1

Vzorec: C₃H₇NO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

105,09



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, Ph.Eur.	100 g	R 46821
min 98,5 %, Ph.Eur.	250 g	R.4682.3
min 98,5 %, Ph.Eur.	500 g	R.4682.4
min 98,5 %, Ph.Eur.	1 kg	R.4682.2
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	25 g	R.1714.1
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	100 g	R.1714.2
min 99 %, CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 6 E.U./g)	500 g	R.1714.3