

Ladící standard B pro ICP-MS v roztoku (6 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	6
Matrice:	1% HNO ₃
Objem (ml):	100
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (µg/l)
Be	1000
In	200
Bi	200
Ce	200
Co	500
Mn	500

Popis	Specifikace	Katalogové číslo
Standard pro ICP-MS v roztoku	6 prvků	R.0902.1