

Ladící standard pro ICP-MS v roztoku (5 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	5
Matrice:	2% HNO ₃
Objem (ml):	100
Složení standardu - prvky:	Ce, Co, Li, Tl, Y
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Popis	Specifikace	Katalogové číslo
Standard pro ICP-MS v roztoku	5 prvků, 10 mg/l	R.6819.1