

Láhev hybridizační s ochranným obalem | WHEATON

Láhve pro blotting nukleových kyselin a proteinů, potažené PVC

- Láhve vhodné pro většinu hybridizačních pecí a membrán
- Ideální pro procedury které vyžadují minimum roztoku se sondou
- Protiskluzný povrch láhví snižuje nebezpečí rozbití a rozlití hybridizačních činidel
- Láhve, těsnění a uzávěry odolné vůči hybridizačním činidlům
- Borosilikátové sklo splňuje požadavky USP typu I

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo
Tloušťka stěny :	3,2 mm
Materiál víčka:	PBT pro láhve průměru 35 mm PP pro láhve průměru 70 mm
Materiál těsnění ve víčku:	silikon krytý PTFE





Výška (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Rozměr víčka (mm)	Katalogové číslo
75	35	45	I805020
100	35	45	I805021
150	35	45	I805023
300	35	45	I805027
400	70	70-400	I805031