

Láhev hybridizační | WHEATON

Láhve pro blotting nukleových kyselin a proteinů

- Láhve s rovným dnem vhodné pro většinu hybridizačních pecí a membrán
- Ideální pro procedury které vyžadují minimum roztoku se sondou
- Lahve, těsnění a uzávěry odolné vůči hybridizačním činidlům
- Borosilikátové sklo splňuje požadavky USP typu I

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo
Tloušťka stěny :	3,2 mm
Materiál víčka:	PBT
Materiál těsnění ve víčku:	silikon krytý PTFE





Výška (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Rozměr víčka (mm)	Katalogové číslo
75	35	45	I805000
100	35	45	I805001
150	35	45	I805003
300	35	45	I805007