

Láhev kultivační Fernbachova | DURAN®

Kónická láhev s rovným hrdlem

- Láhev je možno uzavřít pomocí bakteriologických uzávěrů.

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Objem:	1 800 ml
Výška:	175 mm
Průměr dna:	200 mm
Průměr hrdla:	38 mm



Láhev kultivační Fernbachova

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Fernbachova kultivační láhev	1	R096571

Kovové bakteriologické uzávěry nutno objednat samostatně.