

Láhev laboratorní čirá bez šroubovacího uzávěru | DURAN®

Láhev lze kombinovat s jakýmkoli šroubovacími uzávěry DURAN® z naší nabídky

- Pro skladování, převoz a přípravu vzorků
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Láhev lze autoklávkovat (max. 140 °C)
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve:

borosilikátové sklo DURAN®



Láhve DURAN se závitem bez víček, číré



10ml laboratorní čirá láhev se závitem bez víčka



150ml laboratorní čirá láhev se závitem bez víčka



1000ml laboratorní čirá láhev se závitem bez víčka



3500ml laboratorní čirá láhev se závitem bez víčka



20l laboratorní čirá láhev se závitem bez víčka

Jednotlivě					Po 10 ks				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Katalogové číslo
10	36	50	25	L307012.1	10	36	50	25	L307012.2
25	36	70	25	L300022.1	25	36	70	25	L300022.2
50	46	87	32	L300052.1	50	46	87	32	L300052.2
100	56	100	45	L300102.1	100	56	100	45	L300102.2
150	62	110	45	L300152.1	150	62	110	45	L300152.2
250	70	138	45	L300252.1	250	70	138	45	L300252.2
500	86	176	45	L300502.1	500	86	176	45	L300502.2
750	95	203	45	L300752.1	750	95	203	45	L300752.2
1 000	101	225	45	L301002.1	1 000	101	225	45	L301002.2
2 000	136	260	45	L302002.1	2 000	136	260	45	L302002.2
3 500	160	295	45	L303502.1	3 500	160	295	45	
5 000	182	330	45	L305002.1	5 000	182	330	45	
10 000	227	410	45	L310002.1	10 000	227	410	45	
15 000	268	445	45	L315002.1	15 000	268	445	45	
20 000	288	505	45	L320002.1	20 000	288	505	45	