

Láhev laboratorní bez šroubovacího uzávěru DURAN® PURE | DURAN®

Čiré láhve s víčkem proti prachu pro farmaceutické a biotechnické použití podle GMP

- Láhve určené pro skladování a přepravu léčiv, aktivních farmaceutických složek, meziproduktů léčiv, pomocných látek a medií
- Protiprachové víčko nasazené během výrobního procesu brání kontaminaci a zaručuje čistotu vnitřku láhve během transportu a skladování
- Mimořádná kvalita láhví je dána zdokonalenou kontrolou v procesu výroby (IPC) pod 100% vizuální kontrolou
- Certifikováno dle: ISO 3585, USP <660>, Ph.Eur. 3.2.1 a JP 7.01 method 1
- V balení dodáváme láhve vyrobené v rámci jedné šarže včetně certifikátu (Certificate of Analysis)
- Šroubovací uzávěry a vylévací kroužky DURAN® PURE Premium nejsou součástí balení, objednávejte je samostatně

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál protiprachového víčka:	HDPE
Barva:	čirá



Laboratorní lahev

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	36	70	25	10	R.HNK3.1
100	56	100	45	10	R.HNK4.1
250	70	138	45	10	R.HNK5.1
500	86	176	45	10	R.HNK6.1
1000	101	225	45	10	R.HNK7.1
2000	136	260	45	10	R.HNK8.1
5000	182	330	45	1	R.HNK9.1
10000	227	410	45	1	R.HNL0.1
20000	288	505	45	1	R.HNL1.1