


Plochý kanystr PP s výpustným kohoutem | BEL-ART

Ploché kanystry/láhve objemu 5 a 10 l

- Dvě držadla pro snadné přenášení
- Stupnice na boku dělená po 1 litru
- Kohout vyžaduje pouze 1/4 otočky pro plné otevření

Technické parametry

Materiál:	PP
Vnitřní průměr kohoutu:	9,5 mm
Plnicí otvor:	průměr 43 mm



Láhev plochá PP s výpustným kohoutem



Plochý kanystr s výpustným kohoutem 5 l



Plochý kanystr s výpustným kohoutem 10 l

Objem (ml)	Rozměry š × h × v (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 000	85 × 374 × 241	1	A186005
10 000	165 × 374 × 241	1	A186010

Upozornění: Gumové těsnění kohoutu není rezistentní vůči acetonu a organickým rozpouštědlům!