

Láhev pro kultivační média TILT | DURAN®

Čirá 500ml láhev použitelná ve vzpřímené pozici pro skladování a v nakloněné pro pipetování.

- Láhve dodáváme včetně víčka
- Kompaktní nízký tvar ideální pro sterilní práci v laminárních boxech
- Široké hrdlo láhve pro snadné pipetování
- Láhev nakloněnou o 45 ° není nutné při pipetování držet v ruce
- Ergonomický tvar víčka z necytotoxického materiálu pro snadné otevírání a zavírání
- Dvě stupnice pro snadné odečítání objemu ve vzpřímené i nakloněné poloze
- Prostorově úsporný tvar pro skladování v lednici a optimální pro ohřev ve vodní lázni
- Láhev lze bezpečně použít pro sterilizaci média vakuovou filtrací
- Necytotoxické láhve, odpovídají požadavkům ISO 10993-5: 2009

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál uzávěru:	PP
Úhel náklonu:	45°
Výška:	151 mm
Hrdlo:	GL 56



Láhve pro kultivační média TILT



Láhev TILT 500 ml



Láhev TILT 500 ml - použití



Láhev TILT v ochraném obalu

Popis	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-------	-------------	-------------	------------------

Láhev pro kulturační média 500 ml	100	4	R.EXH2.1
-----------------------------------	-----	---	----------

Příslušenství

Ochranný kryt, redukce, barevné o-kroužky, náhradní víčko, štítky

- Bílý ochranný silikonový kryt na láhev pro media citlivá na UV světlo
- Samolepící bílé popisovací štítky na víčko
- PTFE redukce GL 45 vnitřní, GL 56 vnější pro našroubování filtrační jednotky
- Barevné pružné o-kroužky pro rychlou identifikaci, nebo uchycení ochranného krytu na láhvi

Popis	Materiál	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Ochranný kryt*	silikon	bílá	4	R.EXH3.1
Identifikační o-kroužky	silikon	oranžová	20	R.EXH4.1
Identifikační o-kroužky	silikon	žlutá	20	R.EXH5.1
Identifikační o-kroužky	silikon	modrá	20	R.EXH6.1
Identifikační o-kroužky	silikon	fialová	20	R.EXH7.1
Redukce GL 45 vnitřní, GL 56 vnější	PTFE	bílá	1	R.EXH8.1
Samolepící štítky na víčko	polyester	bílá	60	R.EXH9.1
Náhradní víčko GL 56	PP	bílá	10	R.EXK0.1

*Ochranné silikonové kryty dodáváme se 4 identifikačními o-kroužky (oranžová, žlutá, modrá, fialová)



Láhev TILT v ochranném obalu s identifikačním o-kroužkem



Láhve TILT se sadou ochranných krytů a o-kroužků



Identifikační o-kroužky



Redukce GL 45 vnitřní, GL 56 vnější



Samolepicí štítky na víčko



Náhradní víčko GL 56