

Láhev pro média hranatá PET sterilní | GREINER BIO-ONE

Jednorázová láhev s dokonale těsnícím šroubovacím víčkem pro uchovávání kultivačních médií

- Zářením sterilizovaná čtyřhranná láhev s reliéfní orientační stupnicí pro jednorázové použití
- Nepyrogenní, bez detekovatelných DNáz, RNáz a lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek
- Všechny použité materiály odpovídají požadavkům FDA, BgVV, BfR, LMG

Technické parametry

Materiál láhve:	čirý polyethylen tereftalát (PET)
Materiál víčka:	bílý průsvitný polyethylen (HDPE)
Sterilita:	SAL 10 ⁻³
Teplotní rozsah:	–60 až +60 °C (nelze autoklávat)



Láhev pro média hranatá PET sterilní | GREINER BIO-ONE

Objem (ml)	Dělení (ml)	Rozměry š × h × v (mm)	Vnější průměr víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	25	53 × 53 × 108	42	100	R.CNA3.1
500	50	77 × 77 × 177	42	50	R.CNA4.1
1 000	50	92 × 92 × 219	42	24	R.CNA5.1