

Láhev reagenční se šroubovacím uzávěrem | PYREX®

Úzkohrdlá láhev s černým PBT uzávěrem

- Vhodná pro uchovávání reagensů, analytických standardů, kultivačních médií apod.
- Vynikající odolnost vůči chemikáliím a vysoké teplotě (max 180 °C)
- Autoklávatelná i s víčkem při 121 °C

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo PYREX®
Materiál víčka:	PBT
Materiál těsnicí vložky uzávěru:	PTFE



Láhve reagenční PYREX se šroubovacím PBT uzávěrem

Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Uzávěr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	35	65	20	1	S151501
100	53	105	25	1	S151504
250	66	135	30	1	S151506
500	81	175	30	1	S151508
1 000	101	215	42	1	S151510
2 000	136	245	60	1	S151512
5 000	181	324	60	1	S151516
10 000	227	395	60	1	S151518

Pozn.: Při autoklárování nikdy nedotahujte uzávěr láhve. Nechejte jej povolený, zabráníte tím prasknutí láhve.

* Na dotaz, může být podmíněno minimálním odběrem (~5 ks)