

Láhev reagenční širokohrdlá PP| VITLAB

Čirá autoklávovatelná láhev se šroubovacím víčkem

- Vynikající chemická odolnost, vhodná pro dlouhodobé skladování kapalin
- Široké hrdlo pro snadné plnění sypkých a pastovitých látek

Technické parametry

Materiál láhve a zátky:

PP



Reagenční širokohrdlá láhev

Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	96	55	1	C101589
250	132	73	1	C101689
500	172	87	1	C101789
1 000	204	108	1	C101889
2 000	243	131	1	C101989