

## Láhev s červeným šroubovacím uzávěrem, čirá | SIMAX®

Láhev s PBT uzávěrem, PTFE těsněním a vylévacím kroužkem z ETFE

- Láhev lze sterilizovat autoklárováním
- Teplotní odolnost do 180 °C
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!
- Dle normy ISO 4796-1

### Technické parametry

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Materiál láhve: | borosilikátové sklo SIMAX® |
| Uzávěr :        | GL45                       |
| Materiál víčka: | PBT                        |



Láhev s červeným šroubovacím uzávěrem | SIMAX®

| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 100        | 56          | 106        | 1           | N321101          |
| 250        | 70          | 143        | 1           | N321251          |
| 500        | 86          | 181        | 1           | N321501          |
| 1 000      | 101         | 230        | 1           | N321941          |
| 2 000      | 136         | 265        | 1           | N321951          |