

Láhev se šroubovacím uzávěrem, hnědá | DURAN®

Láhev s PP šroubovacím uzávěrem

- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP je možné autoklávovat (max. 140 °C)
- Láhev absorbuje krátkovlnné světlo do 500 nm, je proto vhodná pro uchovávání vzorků a látek citlivých na světlo
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve: borosilikátové sklo DURAN®

Materiál víčka: PP



1000ml hnědá laboratorní láhev se šroubovacím PP víčkem



10ml hnědá laboratorní láhev se šroubovacím PP víčkem



25ml hnědá laboratorní láhev se šroubovacím PP víčkem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	36	54	25	1	R113191
25	36	74	25	1	R136661
50	46	91	32	1	R136761
100	56	105	45	1	R136861
150	62	115	45	1	I638531
250	70	143	45	1	R136961

500	86	181	45	1	R137061
750	95	208	45	1	I638631
1 000	101	230	45	1	R137161
2 000	136	265	45	1	R137261
3 500	160	300	45	1	I638731
5 000	182	335	45	1	R137361
10 000	227	415	45	1	R137461
20 000	288	510	45	1	R137561