

Láhev reagenční PP s kónickou zátkou širokohrdlá | VITLAB

Čiré a oranžové láhve s plastovou standardní kónickou zátkou

- Chemicky odolné láhve pro dlouhodobé skladování kapalin, prášků a pastovitých materiálů
- Oranžové neprůhledné láhve pro látky citlivé na světlo
- Standardní kónická zátka se čtvercovým úchytem a červeným středem
- Autoklávovatelné při 121 °C (2 bar) podle DIN EN 285

Technické parametry

Materiál láhve a zátky:

čirý, nebo oranžově pigmentovaný PP



Láhev reagenční širokohrdlá PP s kónickou zátkou



Láhev reagenční širokohrdlá oranžová PP s kónickou zátkou

Čirá						Oranžová					
Objem (ml)	Hrdlo NZ	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Hrdlo NZ	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	29/32	111	55	1	R656951	100	29/32	111	55	1	
250	34/35	144	73	1	R657551	250	34/35	144	73	1	
500	45/40	183	87	1	R657651	500	45/40	183	87	1	C101794
1 000	60/46	214	108	1	R657751	1 000	60/46	214	108	1	C101894
2 000	60/46	263	131	1	R657851	2 000	60/46	263	131	1	C101994