

Láhev širokohrdlá PFA s víčkem

Čirá teflonová láhev se speciálně tvarovaným těsnícím víčkem

- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený

Technické parametry

Materiál láhve a víčka:

PFA

Teplotní rozsah:

−200 až +250 °C



Láhev širokohrdlá PFA s víčkem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	38	94	20	1	R970221
100	45	117	20	1	R970321
250	61	153	32	1	R970421
500	76	181	32	1	R970521
1 000	94	221	32	1	R970621