

Láhev reagenční PP s kónickou zátkou úzkohrdlá | VITLAB

Čirá láhev s plastovou standardní kónickou zátkou

- Chemicky odolné láhve pro dlouhodobé skladování kapalin
- Standardní kónická zátka se čtvercovým úchytem a červeným středem
- Autoklávovatelné při 121 °C (2 bar) podle DIN EN 285

Technické parametry

Materiál láhve a zátky:

PP



Láhev reagenční úzkohrdlá PP s kónickou zátkou

Objem (ml)	Hrdlo NZ	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	14/23	106	52	1	R656451
250	19/26	138	70	1	R656551
500	24/29	172	87	1	R656651
1 000	29/32	213	108	1	R656751
2000	29/32	255	131	1	R656851