

Láhev úzkohrdlá reagenční se zábrusem a zátkou

Čirá nebo hnědá reagenční láhev

Technické parametry

Materiál láhve:

sodnovápenaté sklo



Úzkohrdlá reagenční láhev se zábrusem a zátkou

Čirá						Hnědá					
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Hrdlo NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Hrdlo NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	42	77	14/15	1	L070108	50	42	77	14/15	1	L070208
100	52	103	14/23	1	L070109	100	52	103	14/23	1	L070209
250	69	131	19/26	1	L070112	250	69	131	19/26	1	L070212
500	85	163	24/29	1	L070116	500	85	163	24/29	1	L070216
1 000	107	199	29/32	1	L070120	1 000	107	199	29/32	1	L070220
2 000	133	245	29/32	1	L070122	2 000	133	245	29/32	1	L070222