

Láhev VITgrip™ PP širokohrdlá | VITLAB

Univerzální láhve s odtrhávacím bezpečnostním proužkem pro odběr a skladování kapalin v laboratoři

- Ergonomický tvar se zúžením v prostřední části lahve pro snadné držení
- Mimořádně přesná oboustranná reliéfní graduace umožňuje snadné odečítání objemu kapaliny v láhvi
- Univerzální dokonale těsnící víčko GL 45 s odtrhávacím proužkem pro všechny objemy lahví
- Láhve použitelné i pro potravinářské účely - vyhovují normě CE/10/2011

Technické parametry

Materiál láhve:	PP
Materiál víčka:	PP
Přesnost graduace:	±5 %



Láhev VITgrip™



Víčko s odtrhávacím proužkem láhve VITgrip™

Objem (ml)	Dělení (ml)	Výška bez víčka (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	12,5	103	54	1	C110194
250	25	149	64	1	C110294
500	25	192	77	1	C110394
1 000	50	234	97	1	C110494
2 000	100	278	126	1	C110594