

Lahvička kultivační pro suspenzní kultury s víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační lahvička s hydrofobním povrchem se standardním víčkem

- Široké šikmé hrdlo umožňuje snadný přístup k celé kultivační ploše
- Standardní bílé víčko bez filtru lze zcela uzavřít nebo nechat pootevřené ve ventilační poloze
- Popisovací plochy a stupnice po straně lahvičky
- Nepyrogeční, bez detekovatelných DNáz, RNáz a lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál: lahvička - speciálně povrchově upravený extra čistý PS, uzávěr - HDPE

Teplotní rozsah: -20 až +60 °C



Lahvička kultivační pro suspenzní kultury se standardním víčkem bez filtru | GREINER BIO-ONE

Maximální objem (cm ³)	Pracovní objem (cm ³)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	5-10	10	S401871.1
50	5-10	20 × 10	S401871.2
250	15-38	5	S401971.1
250	15-38	24 × 5	S401971.2
650	20-85	4	S402071.1
650	20-85	10 × 4	S402071.2