

Lahvička širokohrdlá čirá PP | NEST

Čirá sterilní lahvička pro univerzální laboratorní použití

- Skvěle těsnící lahvička s dobrou odolností vůči většině chemikálií
- Vhodné i pro aplikace v Life Science díky vysoké čistotě použitých materiálů a výrobního procesu (vyráběno v čistých prostorách třídy ISO 8)
- Sterilní, bez DNáz/RNáz, nepyrogení

Technické parametry

Materiál:

PP



Lahvička širokohrdlá čirá PP

Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
8	25	14	42	400	N335101
15	25	14	56	400	N336101
30	34	21	59	200	N337101
60	39	21	82	200	N338101
125	51	28	96	100	N339101
250	61	33	128	100	N340101
500	73	44	162	50	N341101