

Lahvička širokohrdlá hnědá PP | NEST

Hnědá sterilní lahvička pro univerzální laboratorní použití

- Skvěle těsnící lahvička s dobrou odolností vůči většině chemikálií
- Vhodné i pro aplikace v Life Science díky vysoké čistotě použitých materiálů a výrobního procesu (vyráběno v čistých prostorách třídy ISO 8)
- Sterilní, bez DNáz/RNáz, nepyrogení

Technické parametry

Materiál:

PP



Lahvička širokohrdlá hnědá PP

Objem (ml)	Průměr láhve (mm)	Průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
8	25	14	42	400	N335201
15	25	14	56	400	N336201
30	34	21	59	200	N337201
60	39	21	82	200	N338201
125	51	28	96	100	N339201
250	61	33	128	100	N340201
500	73	44	162	50	N341201