

Lahvička úzkohrdlá čirá PETG | NEST

Čirá sterilní lahvička pro skladování a transport médií a dalších látek

- Skvěle těsnící lahvička s dobrou odolností vůči většině chemikálií
- Lahvička má díky PETG velmi dobrou mechanickou odolnost
- Vhodné i pro aplikace v Life Science díky vysoké čistotě použitých materiálů a výrobního procesu (vyráběno v čistých prostorách třídy ISO 8)
- Sterilní, bez DNáz/RNáz, nepyrogení

Technické parametry

Materiál láhve:	PETG
Materiál víčka:	HDPE



Lahvička úzkohrdlá čirá PETG

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	40	N354111
60	48	N354511
125	48	N353511
250	48	N352511
500	24	N333511
1 000	12	N334511