

Lauryl Sulphate Broth

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 4831:2006
pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g tryptózy; 5 g laktózy; 5 g chloridu sodného; 2,75 g hydrogenfosforečnanu draselného; 2,75 g dihydrogenfosforečnanu draselného; 0,1 g laurethsulfátu sodného
Aplikace:	35,6 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL80.1

Synonymum: Flu Broth