

Lázeň bloková chlazená TropiCooler | BOEDEL

Malá stolní chladicí lázeň, alternativa vodních a ledových lázní

- Dva samostatné otvory pro speciální bloky pro 14 mikrozkušavek
- Ideální pro ohřev a rozmrazování, nebo chlazení vzorků v mikrozkušavkách
- LCD displej pro snadné a přesné nastavení teploty
- Teplotní rozsah od teplot pod bod mrazu (až -19 °C) po teploty až +69 °C
- Chlazení a ohřev pomocí Peltierových článků

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-19 až +69°C
Minimální teplota:	39°C pod teplotou místnosti
Přesnost teploty:	+mn1 °C
Kapacita :	2 bloky pro 14 mikrozkušavek
Rozměry otvorů pro bloky (š x h x v):	57 x 87 x 43 mm
Rozměry (š x h x v):	28,6 x 24,8 x 18,4 cm



TropiCooler

Model	Katalogové číslo
TropiCooler	C260014

TropiCooler dodáváme se 2 bloky pro 14 mikrozkušavek 1,5 ml, vytahovačem bloků a plastovým víkem

Blok hliníkový pro lázeň TropiCooler

Technické parametry

Rozměry (š x d x v):	83 x 54 x 38 mm
----------------------	-----------------