

Lázeň chladicí CB-200D | COLE-PARMER

Chlazená bloková lázeň pro inkubace vzorků při nízkých teplotách

- Chlazení pomocí Peltierova článku
- Chlazená lázeň pro 2 standardní hliníkové bloky rozměrů 95 x 75 x 50 mm
- Digitální nastavení teploty a času, oranžový 5místný LED displej
- Integrovaný časový spínač nastavitelný až na dobu 9 dní
- Odpočítávání začne až po dosažení nastavené teploty
- Zvukový signál oznamující dosažení nastavené teploty a konec naprogramovaného časového období

Technické parametry

Teplotní rozsah:	0,0 až 40,0 °C
Rozlišení displeje :	0,1 °C
Přesnost:	±1 °C
Teplotní uniformita mezi stejnými bloky:	±0,2 °C
Doba potřebná k ochlazení na teplotu 4 °C :	30 min
Časový spínač:	min/sek, hod/min, dny/hod až 9 dní
Napájení:	100 - 230 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	240 x 190 x 225 mm
Hmotnost (bez bloků):	2,5 kg



Lázeň chladicí CB-200D

Popis	Katalogové číslo
Chladicí lázeň BL°CKICE	S601104

Lázeň dodáváme bez bloků. Pro bezproblémovou funkci nutno objednat samostatně 2 bloky pro blokové lázně STUART.