

Lázeň vodní nemíchaná digitální WB-300 | COLE-PARMER STUART

Nová řada digitálních vodních lázní s antimikrobiální ochranou

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Digitální kontrola a nastavení teploty, LED displej
- Vana z nerez oceli, vnější pevný kovový plášť
- Topné těleso uložené pod dnem vany usnadňuje údržbu lázně
- Senzor nízké hladiny vody automaticky vypne proud a zabrání přehřátí prázdné lázně
- Integrovaný výpustný ventil, ochrana před přehřátím
- Robustní polykarbonátové víko zabraňuje nadbytečnému odpařování vody z lázně

Technické parametry

Rozsah teplot: +25 °C až 99,9 °C

Teplotní stabilita: +mn 0,5 °C

Napájení: 230V, 50Hz

Model	Objem	Rozměry vnitřní (š x d x v)	Rozměry vnější (š x d x v)	Příkon	Hmotnost
WB-300-6	6 l	300 x 150 x 200 mm	335 x 230 x 280 mm	350 W	6,5 kg
WB-300-15	15 l	300 x 325 x 200 mm	335 x 408 x 280 mm	750 W	9,0 kg
WB-300-24	24 l	300 x 500 x 200 mm	335 x 584 x 280 mm	1 400 W	12,8 kg



Lázeň vodní nemíchaná digitální WB-300-24



Lázeň vodní nemíchaná digitální WB-300-15



Lázeň vodní nemíchaná digitální WB-300-6

Model	Objem (l)	Pracovní plocha (mm)	MIN/MAX pracovní hloubka (mm)	Katalogové číslo
WB-300-6	6	300 x 150	80/160	S230600
WB-300-15	15	300 x 325	80/160	S231500
WB-300-24	24	300 x 500	80/160	S232400

Lázně se dodávají včetně polykarbonátového víka.