

Lázeň vodní třepaná WBS-300 | COLE-PARMER STUART

Vodní lázeň pro reciproké nebo orbitální třepání

- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje
- Výměnné nerezové držáky baněk a stojánků umožňují volbu typu třepání
- Uchycení nádob pěti silnými napnutými pružinami dovoluje maximální variabilitu
- Pohyb držáku bez mechanických převodů v lázni pomocí silných magnetů
- Digitální kontrola a nastavení teploty, ochrana proti přehřátí
- Senzor nízké hladiny vody a zabudovaný výpustný kohout

Technické parametry

Objem lázně:	24 l
Rozsah teplot:	teplota místnosti + 5 °C až +99,9 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,25 °C
Rychlost třepání :	20-150 ot./min
Výkyv:	20 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	300 x 500 x 200 mm
Kapacita :	8 x 250 ml, nebo 6 x 500 ml anebo 4 x 1000 ml Erlenmeyerových baněk
Příkon:	1,4 kW
Rozměry vnější (š x h x v):	335 x 580 x 330 mm
Hmotnost:	17 kg



Lázeň vodní třepaná WBS-300



Držáky pro nádoby

Popis	Katalogové číslo
Vodní lázeň třepaná WBS-300 bez držáku	S200400
Držák pro reciproké třepání	S200401
Držák pro orbitální třepání	S200402
Perforovaná podložka pro použití lázně bez třepání	S200403
Odklápací polykarbonátové víko	S200404

Stojánek do držáků

Technické parametry

Materiál stojánku: nerez ocel

Kapacita držáku: 2 stojánky

Popis	Počet zkumavek	Katalogové číslo
Stojánek pro mikrozkušavky 1,5 ml	143	S200405
Stojánek pro kultivační zkumavky 13 mm	120	S200406
Stojánek pro kultivační zkumavky 16 mm	72	S200407
Stojánek pro zkumavky typ Falcon 15 ml	56	S200408
Stojánek pro kultivační zkumavky 26 mm	30	S200409
Stojánek pro zkumavky typ Falcon 50 ml	25	S200410

