

LB média rostlinná

Neobsahují složky pocházející ze zvířat, neobsahují TSE/BSE

- LB média se složením čistě rostlinného původu, s agarem či bez agaru

LB Broth (Lennox) vegetal

Lysogeny broth médium na bázi rostlinných složek, bez agaru

- Pro kultivaci bakterií *E. coli*
- S nízkým obsahem solí dle Lennox
- Množství solí umožňuje získávání plazmidů, dovoluje také přidání chloridu hořečnatého pro amplifikaci fágů

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C

Složení	Aplikace
Rostlinný pepton 10 g/l Kvasničný extrakt 5 g/l Chlorid sodný (NaCl) 5 g/l pH 7,0 ±0,2	20 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	500 g	plast	R.0155.1
pro molekulární biologii	1 kg	plast	R.0155.2

LB Agar (Lennox) vegetal

Lysogeny broth médium na bázi rostlinných složek, s agarem

- Pro kultivaci bakterií *E. coli*
- S nízkým obsahem solí dle Lennox

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C

Složení	Aplikace
Rostlinný pepton 10 g/l Kvasničný extrakt 5 g/l Chlorid sodný (NaCl) 5 g/l Agar-Agar 15 g/l pH 7,0 ±0,2	35 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	500 g	plast	R.0159.1
pro molekulární biologii	1 kg	plast	R.0159.2