

LDS

dodecylsírán lithný, laurylsírán lithný
Aniontový detergent


CAS: 2044-56-6

Vzorec: $C_{12}H_{25}OSO_3Li$

- Pro speciální aplikace v molekulární biologii a pro uvolňování peptidů z proteinových komplexů
- V porovnání s SDS má LDS větší rozpustnost a za určitých podmínek jej může nahradit v PAGE

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	272,33
Bezp. věty (GHS):	H228-H318-H315-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	10 g	R.CN25.1
min 99 %, pro biochemii	25 g	R.CN25.2
min 99 %, pro biochemii	50 g	R.CN25.3