

Lednice LKexv 2600 MediLine | LIEBHERR

Laboratorní lednice s vnitřním prostorem v nevýbušném provedení (exproof)


- Vnější digitální ukazatel teploty
- Možnost uzamčení dvířek na klíč
- Možnost změnit stranu závěsů umožňuje uzpůsobení dle individuálních potřeb
- Lednice je vhodná ke skladování vznětlivých produktů v uzavřených nádobách
- Vnitřní prostor je přípustný jako prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Typicky skladovanými produkty jsou výzkumné vzorky, činidla, laboratorní inventář atd., které jsou klasifikovány do třídy výbušnosti IIB+H2 a teplotní třídy T6 dle 2014/34/EU (směrnice ATEX)
- Není vhodné v lednici skladovat chemicky nestabilní látky, krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
- Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU

Technické parametry

Užitný objem, celkem:	221 l
Rozsah teploty chladicí části:	+1 až +15 °C
Barva:	bílá
Materiál dveří:	ocel
Odkládací plochy chladicí části:	5
Výškově přestavitelné plochy:	4
Zámek:	součást vybavení
Hluk-akustický výkon:	48 dB
Spotřeba energie za rok:	287 kWh/a
Napájení:	220 - 240 V, 50 Hz
Vnější rozměry (š x h x v):	60,0 x 61,0 x 125 cm
Hmotnost:	49 kg



Lednice LKexv 2600 MediLine



Lednice LKexv 2600 MediLine

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Lednice LKexv 2600 MediLine	1	F999751