

Lékárnička nástěnná mobilní


Mobilní lékárnička vhodná do domácnosti, škol či pracovišť v několika variantách výbavy

Technické parametry

Materiál:	plast
Rozměry (cm):	27 x 17 x 8

Obsah balení	Pro 5 osob	Pro 10 osob	Pro 20 osob
Gáza 7,5 x 7,5 cm (5 ks)	1x	2x	5x
Náplast cívka 2,5 cm x 5 m	1x	1x	1x
Rychloobvaz 8 cm x 4 cm (6 ks)	1x	2x	-
Rychloobvaz 6 cm x 1 m	-	-	1x
Nůžky	1x	1x	1x
Obinadlo fixační 10 cm x 4 m	1x	1x	2x
Obinadlo fixační 6 cm x 4 m	-	1x	1x
Obinadlo sterilní 10 cm x 5 m	1x	1x	2x
Obinadlo sterilní 6 cm x 5 m	-	1x	1x
Obvaz hotový s 1 polštářkem	2x	2x	4x
Obvaz hotový s 2 polštářky	-	2x	4x
Pinzeta	1x	1x	1x
Pryžové obinadlo (škrtidlo) 70 cm	1x	1x	1x
Příručka první pomoci	1x	1x	1x
Rouška plastová 20 x 20 cm / 0,05 mm	1x	1x	1x
Rouška resuscitační	1x	1x	1x
Rukavice v obalu (pár)	1x	1x	2x

Šátek trojcípý	1x	2x	2x
Vata obvazová skládaná 50 g	1x	1x	1x
Teploměr lékařský v pouzdře	-	-	1x



Výbava	Katalogové číslo
Pro 5 osob	L900011
Pro 10 osob	L900012
Pro 20 osob	L900013