

Lidské sérum typ AB

Aditivum do kultivačních médií vhodné zejména pro kultivaci lidských buněčných linií

- V kultivačním médiu poskytuje lidským buněčným liniím prostředí, které více odpovídá jejich fyziologickým podmínkám, než média se zvířecími séry
- Vhodné nejen jako přísada do kultivačních médií, ale také pro kontrolní testy, imunoanalýzy, klinickou chemii a diagnostiku *in vitro*
- Toto sérum pochází výhradně od dárců krevní skupiny AB, jejichž krev neobsahuje anti-A a anti-B protilátky, které mohou poškodit kultivované lidské buňky a narušit imunologické vyšetření
- Odběr v plazmaferetických centrech kontrolovaných FDA
- Vyhněte se opakovanému zmrazování a rozmrazování - doporučuje se příprava alikvotů
- Rozmrazování přes noc při teplotě +2 °C až +8 °C
- Po otevření uchovávejte při teplotě +4 °C a spotřebujte do 4 až 6 týdnů

Technické parametry

Teplota skladování:

≤ -15 °C



Popis	Balení (ml)	Katalogové číslo
Lidské sérum typ AB	100	D.302001