

Listeria chromo lipáza C suplement

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií *Listeria*

- Pro selektivní izolaci listerií doporučujeme dodatečnou suplementaci Listeria chromo selektivním suplementem ([R.2947.1](#))

Technické parametry

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka suplementu se přidá k 500 ml autoklávovaného Listeria chromo-agaru ([R.3008.1](#))



Listeria chromo lipáza C suplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii, sterilní, 0,1 g/ml	10 × 10 ml	sklo	R.2948.1

Jedno balení 10 vialek Listeria chromo lipázy C suplementu vystačí pro 10 x 500 ml Listeria chromo-agaru ([R.3008.1](#))