

Listeria chromo selektivní suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií *Listeria*

- Pro aktivaci listeriální fosfolipázy C doporučujeme přídatnou suplementaci Listeria chromo lipáza C suplementem ([R.2948.1](#))

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H300-H334-H317-H341-H360D-H411

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka suplementu se rozpustí v 5 ml sterilní demineralizované vody a následně se přidá k 500 ml autoklávovaného agaru Listeria-chromo ([R.3008.1](#))



Listeria chromo selektivní suplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.2947.1

1 sada suplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Listeria chromo-agaru ([R.3008.1](#))