

Listeria Palcam supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie *Listeria monocytogenes*

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H334-H317

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka supplementu se rozpustí v 2 ml sterilní destilované vody a následně se přidá k 500 ml autoklávaného Listeria Palcam agarů ([R.5768.1](#))



Listeria Palcam supplement

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.5803.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml Palcam Listeria agarů ([R.5768.1](#))