

Centrifuga nízkorychlostní stolní LMC-3000 | GRANT

Stolní centrifuga pro centrifugační zkumavky o objemech 10, 15 a 50 ml a pro 96-jamkové mikrotitrační destičky

- Centrifuga je vhodná pro široké spektrum využití, včetně biomedicínských aplikací, imunoenzymatických analýz apod.
- Dva vyměnitelné rotory - jeden pro max.12 centrifugačních zkumavek a druhý pro 2 mikrotitrační destičky
- Silný, ale zároveň tichý motor s postupným rozběhem i koncem otáček pro minimalizaci poškození vzorků prudkým pohybem
- Rychlost otáček až 3000 rpm pro centrifugační zkumavky a až 2000 rpm pro mikrotitrační destičky (nastavení vždy po 100 rpm)
- Automatické vypnutí centrifugy a zamknutí víka při nerovnováze podkladu pro maximální bezpečnost při práci
- Nastavitelný časovač na 1 - 90 min (nastavení vždy po 1 min), automatické vypnutí po dokončení cyklu
- Dvouřádkový LCD displej se snadným ovládáním
- Odolné kovové pouzdro a víko centrifugy

Technické parametry

Maximální RCF:	1700 × g pro centrifugační zkumavky; 560 × g pro mikrotitrační destičky
Rychlost otáček:	100 - 3000 rpm pro centrifugační zkumavky; 100 - 2000 rpm pro mikrotitrační destičky
Teplotní rozsah:	+ 4 - 40 °C
Rozměry (š × h × v):	495 × 410 × 235 mm
Hmotnost:	11,8 kg



Stolní centrifuga LMC-3000



Stolní centrifuga LMC-3000

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nízkorychlostní stolní centrifuga LMC-3000	1	G300000

Sada adaptérů pro rotor R-12-10

Sada 12 ks adaptérů pro zkumavky vacutainer o různých objemech k rotoru na centrifugační zkumavky R-12-10

Technické parametry

- 1 Sada obsahuje vždy 12 ks adaptérů pro zkumavky vacutainer o různých objemech

Popis	Typ	Balení	Katalogové číslo
Pro zkumavky typu vacutainer 2-5 ml (průměr 13 × 75 mm)	BN-13-75	1 sada	G137500
Pro zkumavky typu vacutainer 4-8 ml (průměr 13 × 100 mm)	BN-13-100	1 sada	G131000
Pro zkumavky typu vacutainer 8-9 ml (průměr 16 × 100 mm)	BN-16-100	1 sada	G1610BN

Rotory pro centrifugu LMC-3000

Výměnné rotory pro centrifugu LMC-3000

Popis	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
R-6	Pro 6 × 50ml zkumavky s víčkem a kónickým dnem (rozměry: průměr 29 × 115 mm)	1	G600000
R-12-10	Pro 12 × 10-15ml zkumavky bez víčka a s kulatým dnem (rozměry: průměr 16 × 105 mm)	1	G121000
R-12-15	Pro 12 × 15ml zkumavky s víčkem a kónickým dnem (rozměry: průměr 17 × 120 mm)	1	G121500
R-2	Pro 2 mikrotitrační destičky o rozměrech 128 × 85,6 mm, vhodné i pro deepwell destičky o max. rozměrech 128 × 85,6 × 45 mm	1	G200000
R-24GC	Pro gelové karty pro testování krevních skupin (kapacita 24 karet, rozměr karty 53 × 74 mm)	1	G240000