

Lodička vážící papírová | MACHEREY-NAGEL

Lodičky pro vážení viskózních a sirupovitých látek

- Lodičky vyrobené ze speciálního pergamenového papíru neobsahujícího dusík
- Vhodné pro použití při stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Technické parametry

Plošná hmotnost:	83 g/m ²
Tloušťka:	0,07 mm
Obsah dusíku (Kjeldahl) :	max 0,015 %



Papírová vážící lodička

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Papírové vážící lodičky	58 x 10 x 10	100	M486000
Papírové vážící lodičky	70 x 23 x 15	100	M486001