

LUMINOL

hydrazid 3-aminoftalný, 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
fluorescenční indikátor, peroxidázové činidlo

CAS: 521-31-3

Vzorec: C₈H₇N₃O₂


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

177,16

Bezp. věty (GHS):

H302-H315-H319-H335



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro syntézu	5 g	R.4203.1
min 95 %, pro syntézu	25 g	R.4203.2