

Lysine Iron Agar

Pro rychlé rozlišení bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, zejména *Salmonella arizone*

- Diferenciace na základě dekarboxylace a deaminace lysinu a produkce H₂S

Technické parametry

pH:	6,7 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g L-lysínu; 5 g peptonu ze želatiny; 3 g kvasničného extraktu; 1 g dextrózy; 0,5 g křemičitanu amonného; 0,04 g tiosíranu sodného; 0,02 g bromocresol purple; 13,5 g agaru
Aplikace:	33 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Lysine Iron Agar	500 g	plast	R.8322.1