


m-El-Chromo-Agar (základ)

Pro detekci a počítání enterokoků ze vzorků vody pomocí membránové filtrace

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H302
pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	30 g kvasničného extraktu; 15 g chloridu sodného; 10 g peptonu; 1 g eskulinu; 0,75 g chromogenní směsi; 0,15 g azidu sodného; 0,05 g cykloheximidu; 15 g agaru
Aplikace:	71,95 g na 1 l agaru. Po autoklávování přidat 0,24 g kyseliny nalidixové (R.CN32.1), rozpuštěné ve vodě



Enterococcus modrý, *E. coli* inhibována

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.3014.1